

DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL DF - 4000-D
REGISTRO ANVISA Nº 80127840010

- Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.
- Modelo de mesa.
- Gabinete confeccionado em PSAI poliestireno de auto impacto, auto brilho e antioxidante projetado em substituição à antiga caixa metálica, proporcionando excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização, segurança necessária ao médico e ao paciente.
- Display numérico digital.
- Faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto.
- Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.
- Botão com regulagem de tonalidade de grave e agudo.
- Filtro minimizador de interferências durante a utilização.
- Ausculta de batimentos cardíacos fetal a partir da 10ª semana.
- Alta sensibilidade para ausculta coletiva.
- Saída para fone de ouvido ou gravador de som.
- Acompanha fone de ouvido bi-auricular para ausculta individual.
- Ciclagem de 6.000 a 60.000.
- Freqüência de 2,0 a 2,25 MHz.
- Alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete.
- Alimentação por bateria interna recarregável de 12 v x 1,3 Ah.
- Led. Indicador de bateria com carga insuficiente para uso imediato.
- Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 Hz.
- Acompanha franco de gel para contato.
- Dimensões: (L.P.A.) 200 x 210 x 95 mm.
- Peso líquido: 1,3 kg.
- Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:
- NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.
- Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.
- Assistência técnica permanente.